


イヤホン機能 説明書

周囲の音でぴたドラの調整音が聞こえない場合やぴたドラの調整音を出したくない場合に使用できる機能です。

・追加標準構成品




イヤホン（片耳用 1 m）



イヤホンジャックキャップ×2

・使用方法

- ① イヤホンジャックについているキャップを外します。



- ② イヤホンジャックにイヤホンを刺すことで、
本体のブザー音をイヤホンから聞くことができます。
音量が合わない場合は音量調節キーを動かして合わせることができます。

※イヤホンは市販のものでも代用できます。



音量調整キー

MAX
MIN

⚠ 注意

製品を長持ちさせるため、ぴたドラ収納時には必ずキャップを付けて収納して下さい。

イヤホン使用の際、大音量での長時間使用はお控えください。聴力が損なわれる場合があります。また、イヤホンは周囲の環境に十分注意してご使用ください。